


Montageanleitung







Stützklappgriff 700.447....

Blindabdeckung 700.467.060

NORMBAU GmbH D-77871 Renchen


EDV-Nr. 8214 282/00 02/11

(D) Verankerungsgrund prüfen und Befestigungsmaterial festlegen. Max. zul. Belastung auf dem Produkt: 100 kg. Pflegehinweis Reinigung mit weichem, feuchtem Tuch, evtl. mit handelsüblichen Spülmitteln. Keine scheuernden oder stark säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden! Angaben zum bestimmungsgemäßen Gebrauch: NORMBAU Stützklappgriffe sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen, z.B. in Bädern und WCs, bestimmt. Die Griffe bieten Halte- und Stützmöglichkeiten für Menschen mit oder ohne körperliche Einschränkungen. Die Gewährleistung beträgt entsprechend der derzeitigen gesetzlichen Regelung 2 Jahre. Die Montage ist vom Fachmann auszuführen. Bei nicht fachgerechter Montage oder nicht sachgemäßer Verwendung wird von NORMBAU keine Haftung für Folgeschäden übernommen.	(F) Analyser la composition du support et déterminer le matériel de fixation nécessaire. Conseils d'entretien: Nettoyage avec un chiffon doux humide, éventuellement avec des produits de nettoyage ou de désinfection courants. Ne pas utiliser de produits à récurer ni d'acides! Indications pour une utilisation conforme du produit: Les barres d'appui rabattables NORMBAU sont prévues pour une installation dans des locaux fermés tels que salles de bain et WC. Ces barres offrent des possibilités d'appui et de maintien à toute personne, à mobilité réduite ou non. Die Gewährleistung beträgt entsprechend der derzeitigen gesetzlichen Regelung 2 Jahre. La fixation doit être effectuée par un professionnel. En cas de fixation inadaptée, NORMBAU n'assure aucune garantie.
(GB) Verify anchoring base and determine fixing material accordingly. Maximum loading permitted for this product: 100 kgs. Recommendation for cleaning: Please clean with a soft, damp cloth. If necessary use only mild detergent, but NOT scouring or strong acidic cleaners. Information for appropriate use: NORMBAU list-up support rails are for use in closed rooms such as bathrooms and washing rooms. People with or without physical disability can use these support rails in order to get hold. According to present legislation the guarantee is two years. The fixing has to be done by skilled workers only. If fixing has not been done professionally and in case of inappropriate use, NORMBAU will not assume liability for any consequential damages.	(NL) Verankeringsondergrond controleren en wijze van bevestigen kiezen. Max. toelaatbare belasting op het produkt: 100 kg. Onderhoudsadvies: Reinigen met een zachte, vochtige doek eventueel met een afwasmiddel in de handel verkrijgbaar. Geen schuurmiddelen of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Informatie over het beoogde gebruik: NORMBAU opklapbare muursteunen zijn ontworpen voor gebruik in besloten ruimten, bijvoorbeeld in douches, badkamers en WC. De muursteunen bieden ondersteuning voor mensen met of zonder lichamelijke beperkingen. De garantie is in lijn met de huidige wettelijke regeling 2 jaar De montage is door een vakman uit te voeren. Bij niet montage door een specialist kan de aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade niet neergelegd worden bij NORMBAU.

(D) Verankerungsgrund (GB) Anchoring base	Befestigungsmaterial Fixing material	(F) Support (NL) Plaats van verankering	Matériel de fixation Bevestigingsmateriaal
(D) Beton ≥ B15 Vollziegel ≥ Mz12 Kalksand-Vollstein ≥ KSV12 Naturstein mit dichtem Gefüge (GB) Concrete ≥ B15 Solid brick ≥ Mz12 Sand-lime brick ≥ KSV12 Natural stone with compact grain	3 Anker 3 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M 10x ...im Fachhandel erhältlich 3 anchors 3 hexagon socket countersunk screws M10x... Available in specialized trade.		(F) Béton ≥ B15 Brique pleine ≥ Mz12 Brique silico-calcaire pleine ≥ KSV12 Pierre naturelle avec une structure solide (NL) Beton ≥ B15 volle baksteen ≥ Mz12 kalkzand-volsteen ≥ KSV12 natuursteen met dichte structuur 3 goujons d'ancrage 3 vis à tête cylindrique à six pans creux M10x... En vente dans les quincailleries spécialisées. 3 anchors 3 cilinderkop sschroeven met zeskant aansluiting M 10x ... in de vakhandel verkrijgbaar
(D) Leichtbauwand mit Hinterfürtung aus Hartholz oder bei Vorwandinstallation mit Befestigungsplatte aus min.20mm dickem Hartholz. (GB) Lightweight partition wall and fixing in front of the wall with premounted steel mounting plate.	3 Senk - Holzschrauben Ø10 x 90 (Montageset MS 4.9 C3 Best.Nr. 0447 75) 3 Countersunk wood screws 10 dia. x 90 (Fixing set MS 4.9 C3 Product Code 0447 75)		(F) Cloisons légères (type Placoplâtre avec renfort en bois dur die 20mm minimum). (NL) Lichte wanden met een achtergrond van hardhout of bij voorzijde montage met een vulling von min. 20mm dik hardhout. 3 vis à bois Ø10 x 90mm (lits de montage MS 4.9 C3 CODE ARTICLE 0447 75) 3 verzonken houtschroeven Ø10 x 90mm (Montageset MS 4.9 C3 Best.Nr. 0447 75)
(D) Leichtbauwand und Vorwandinstallation mit vorgerichteter Befestigungsplatte aus Stahl (GB) Lightweight partition wall and fixing in front of the wall with premounted steel mounting plate.	3 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M10x ... im Fachhandel erhältlich 3 hexagon socket countersunk screws M10x... Available in specialized trade.		(F) Cloisons légères avec renfort par une contre-plaque de fixation en acier intégrée dans la cloison au niveau des points de fixation. (NL) Lichte wanden en voorzijde montage met een van te voren gemonteerde bevestigingsplaat van staal. 3 vis à tête cylindrique à six pans creux M10x... En vente dans les quincailleries spécialisées. 3 cilinderkop schroeven met zeskant aansluiting M 10x ... in de vakhandel verkrijgbaar
(D) Hochlochziegel ≥ HLz 12 Kalksandlochstein ≥ KSL 12 Hohlblockstein ≥ HbL4, Hbn4 andere Lochsteine Beton/Leichtbeton Vollziegel ≥ Mz 12 Kalksand-Vollstein ≥ KS12 Naturstein mit dichtem Gefüge Vollblms (GB) perforated brick ≥ HLz12 cavity brick ≥ KSL12 checker brick ≥ HbL4, Hbn4 other hollow brick material concrete / lightweight concrete solid brick ≥ Mz12 sand-lime brick - solid brick ≥ KS12 natural stone with compact grain solid pumice	1 Injektionskartusche mit Verbundmörtel 3 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15x75/M10 3 Metall-Siebhülsen Ø 20x100 3 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M10x... im Fachhandel erhältlich 1 injection-cartridge with chemical mortar 3 Internal threaded sleeves made of steel 15mm dia. x 75 / M10 3 perforated sleeves 20mm dia. x 100mm 3 hexagon socket countersunk screws M10x.... Available in specialized trade		(F) Brique creuse ≥ HLz12 Brique silico-calcaire creuse ≥ KSL12 Pierre creuse ≥ HbL4, Hbn4 Autres briques creuses Béton/béton léger Brique pleine ≥ Mz12 Brique silico-calcaire pleine ≥ KS12 Pierre naturelle avec une structure solide Pierre pleine (NL) holle betonkorrelsteen ≥ HLz12 holle kalkzandsteen ≥ KSL12 holle bloksteen ≥ HbL4, Hbn4 andere holle stenen Beton/licht beton baksteen ≥ Mz12 kalkzand-volsteen ≥ KS12 natuursteen met dichte structuur puinsteen 1 cartouche d'injection avec du mortier de scellement 3 douilles filetées en acier Ø 15x75/M10 3 tamis d'injection métalliques Ø 20x100 3 vis à tête cylindrique à six pans creux M10x... En vente dans les quincailleries spécialisées. 1 inspuilplug met mortel 3 binnenhulzen uit staal Ø 15x75/M10 3 metaal zeefhulzen Ø 20x100 3 cilinderkop schroeven met zeskant aansluiting M10x.... In de vakhandel verkrijgbaar


①

Bohrschablone ausrichten und Bohrungen
kennzeichnen. Dübellöcher bohren.




②

Stützklappgriff anschrauben, senkrecht ausrichten
und Schrauben fest anziehen.




③

Horizontale Einstellung des Griffes, von unten
durch drehen mit Innensechskantschlüssel SW4.
im Uhrzeigersinn +
gegen Uhrzeigersinn -




④

Abdeckung abheben und Schwergängigkeit
einstellen. Abdeckung wieder aufdrücken.



⑤

zum Nachstellen der Bremse (Schwergängigkeit)
Durch Drehen der Schraube (1) kann man
die gewünschte Schwergängigkeit mit
Innensechskantschlüssel SW5 einstellen.

⑥ **Warnhinweise** ⚠

Beim nach oben klappen des Stützklappgriffes, Hand
nicht zwischen Griff und Wand. "Verletzungsgefahr"

